

1574121 - Onderzoekstafel Kombi Elite - elektrisch - Perfect bekleding - 1 st



Beschrijving

De Kombi Elite is de opvolger van de succesvolle Kombi. Deze tafel heeft een enorm bereik van 42-112cm en draagt daarmee bij aan de ergonomie op de werkplek. Door de hoogste stand van 112cm kunnen behandelingen vaak zelfs staand worden uitgevoerd. Door de unieke vlak verdeling is de tafel inzetbaar voor bijna iedere behandeling in de huisartsenpraktijk of verloskundige praktijk. Door de ronde poten en dikkere profielen ziet de tafel er niet alleen mooi uit, maar is deze ook zeer sterk en stabiel.

Specificaties

Merk	Wesseling
Product afmetingen	B 64 cm, L 198 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	42-112 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Hefvermogen	225 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	40 s
sku	1574121
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk