

1543490 - HK 58 verwarmingskussen rug/hals - 100 W - 1 st



Beschrijving

Veelzijdig verwarmingskussen 2-in 1 voor nek en rug dankzij het nauwsluitende ontwerp, individueel verstelbare klittenbandsluiting; verstelbare buikriem en klittenbandsluiting in de nek. Met een LED-controller, 6 temperatuurstanden en een **Beurer** veiligheidssysteem (BSS). Het kussen schakelt automatisch uit na 90 min, heeft verlichte temperatuurinstellingen en een verwijderbare schakelaar. De hoes van het kussen is vervaardigd uit zacht fleecemateriaal.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 42 cm, L 62 cm
SKU leverancier	21505
Vermogen	100 W
CNK-code	CNK 2844-165
Machine wasbaar	Ja
Ademend	Ja
Snelle verwarming	Ja
Hoes inclusief	Nee
Wasbare hoes	Nee
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	6
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543490
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk