

1518820 - Corival Pediatric



Beschrijving

De Corival Pediatric is standaard voorzien van een communicatiemodule en kan daardoor eenvoudig worden aangestuurd door alle bekende stress ECG- en longapparaten ter wereld. Belasting, RPM en tijd zijn af te lezen op het 7" kleurenscherm. De Corival heeft een elektromagnetisch remmechanisme. Het belangrijkste voordeel van dit systeem is de nauwkeurigheid, één van de belangrijkste uitgangspunten van het merk Lode. Met deze ergometer zijn de uitgevoerde inspanningstesten betrouwbaar en reproduceerbaar. De inspanningsgraad is instelbaar in een bereik van 7 tot 1000 watt.

Specificaties

Merk	Lode
sku	1518820
Soortgelijke producten	Ja
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk