

1623451 - SportsArt Prime Line Eco-Natural T673L loopband - 4HP - LED display



Beschrijving

De **SportsArt T673L Treadmill** maakt deel uit van de **ECO-NATURAL™ Prime Line** en staat voor **design, betrouwbaarheid en duurzaamheid**. Met zijn krachtige **4.0 HP AC motor**, het innovatieve **ECO-DRIVE™ energiebesparende systeem** en de **ECO-GLIDE™ automatische smering** levert deze loopband topprestaties met minder energieverbruik en minimaal onderhoud.

Het **MyFlex+ omni-directional cushioning system** zorgt voor uitstekende demping en comfort, waardoor de belasting op gewrichten en spieren aanzienlijk vermindert. Met een **snelheidsbereik van 0.35 tot 12 mph (0.6–20 km/u)** en een **hellingshoek van 0–15%**, is de T673L geschikt voor zowel wandelen, joggen als intensieve hardloopsessies.

De loopband biedt intuïtieve bediening met **toggle controls**, ondersteuning in meerdere talen en uitgebreide trainingsfeedback.

Belangrijkste kenmerken van de SportsArt T673L:

- **4.0 HP AC motor** met **ECO-DRIVE™** technologie – krachtig en energiezuinig
- **ECO-GLIDE™ auto-lubrication system** – onderhoudsarm en duurzaam
- **MyFlex+ cushioning** – optimale schokabsorptie en gewrichtsbescherming
- **Meertalige ondersteuning** en intuïtieve bediening met toggle controls
- **Hartslagmeting:** contact- en telemetry-ontvangers
- **Extra functies:** USB-oplaadpoort

Technische specificaties:

- **Afmetingen (L x B x H):** 211.6 x 84.9 x 144.8 cm
- **Unit Weight:** 191.5 kg
- **Maximaal gebruikersgewicht:** 205 kg
- **Snelheidsbereik:** 0.35 – 12 mph / 0.6 – 20 kph
- **Incline range:** 0 – 15%
- **Loopoppervlak:** 21.5 x 61 in / 54.6 x 154.9 cm
- **Loopband (belt):** 3250 x 545 x 2.0 mm

De **SportsArt T673L Treadmill** is perfect voor:

- **Fitnessclubs en sportscholen** die duurzame en energiezuinige apparatuur zoeken
- **Revalidatiecentra** waar comfort en lage impact essentieel zijn
- **Thuisgebruikers** die een professionele, onderhoudsarme loopband willen

Specificaties

Merk	SportsArt
sku	1623451
Gewicht	192 kg
Max. gewicht volwassene	192 kg
Type verpakking	Stuk