

## 1618232 - Tabouret TR01 - wielen - 48 - 61 cm - standaard bekleding - wit



### Beschrijving

De Tabouret TR 01 met wielen is een veelzijdige medische kruk die ontworpen is voor comfort en stabiliteit. De kruk is voorzien van een comfortabele, gestoffeerde zitting die langdurig zitgemak biedt, ideaal voor medische professionals die gedurende lange tijd in dezelfde positie moeten werken.

Belangrijkste kenmerken:

- Stabiel onderstel: De TR Tabouret 01 heeft een stevig kunststof onderstel dat maximale stabiliteit garandeert, zelfs bij intensief gebruik.
- Makkelijk verstelbaar: Dankzij de gasveer is de hoogte eenvoudig en snel aan te passen, zodat de kruk aan de behoeften van elke gebruiker voldoet.

De TR Tabouret 01 biedt de perfecte balans tussen functionaliteit en comfort, wat het een onmisbare keuze maakt voor elke medische omgeving.

*Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.*

## Specificaties

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Merk</b>                           | Spinetechnics |
| <b>Wielen</b>                         | Ja            |
| <b>Voetring</b>                       | Nee           |
| <b>Rugsteun</b>                       | Nee           |
| <b>Diameter zitvlak</b>               | 35 cm         |
| <b>Aantal wielen</b>                  | 5             |
| <b>sku</b>                            | 1618232       |
| <b>Kleur</b>                          | S11 - wit     |
| <b>Kleur onderstel</b>                | Zwart         |
| <b>Materiaal onderstel</b>            | Kunststof     |
| <b>Type zitting</b>                   | Ronde zitting |
| <b>Verstelbare hoogte met gasveer</b> | 48 - 61 cm    |
| <b>Type verpakking</b>                | Stuk          |