

1622020 - ECG elektroden - short term - solid - adult - Röntgen - 42x45 mm - 30x50 stuks



Beschrijving

De ronde vorm van deze ECG-elektroden uit carbon zorgt voor een groter contactoppervlak met de huid, wat de kwaliteit en nauwkeurigheid van het ECG-signaal verbetert en het comfort van de patiënt verhoogt. Ze zijn perfect geschikt voor gebruik tijdens MRI- en RX-gerelateerde toepassingen.

Het polyethyleen schuim kenmerkt zich door zijn lichtheid, elasticiteit, duurzaamheid en waterafstotende eigenschappen. Het schuim is voorzien van een acrylaatlijm voor een goede hechting.

Specificaties

Merk	Sorimex
sku	1622020
Normeringen	ISO 13485:2016-04
Radio opaque	Nee
Basismateriaal	Polyethyleenschuim
Gelsoort	Solid gel
Materiaal drukknop aansluiting	ABS met 40% carbonvezel
Shelflife	3 jaar
Toepassing	Short-term monitoring
Doelgroep	Volwassenen
Maat	45 x 42 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos