

1558575 - Digitale opstapweegschaal met bodyfatanalyse en BMI BF180 - 180 kg - 1 st



Beschrijving

Digitale opweegschaal met display en een draagvermogen van 180 kg meet het gewicht, lichaamsvet, % water, spierpercentage, botmassa, BMR-calorieën en het BMI. 10 geheugenplaatsen, inschakeltechnologie (Quick Start), automatische uitschakeling en een overbelasting indicator.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	180 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Elektroden: roestvrij staal
sku	1558575
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk