

1510832 - Patiëntenstoel SWIFI - breedte zitting 47 cm - roze - 1 st



Beschrijving

De Swifi transferstoel is uitgerust met opklapbare arMLEUNINGEN, een open zitting en een intrekbare voetsteun met zijdelingse voetbediening, om de intimiteit en waardigheid van de patiënt te respecteren. Deze stoel is verkrijgbaar in 2 breedtes om zich aan te passen aan de verschillende lichaamsvormen van de patiënt. Naadloze bekleding en een metalen frame met één blok dragen bij tot een eenvoudige reiniging.

Specificaties

Merk	Promotal
sku	1510832
Max. gewicht volwassene	200 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk