

1600676 - Druknop adapter voor drukknopelektroden - set van 10 st



Beschrijving

De drukknoop adapter wordt gebruikt ter bevestiging van de kabels bij een TENS - of EMS apparaten in verbinding met de manchetten, stoffen elektroden en platte elektroden.

Specificaties

Normeringen	EN 60601-1,2006/AC 2010 - EN 15223-1:2012 - ENISO 14971,2012 - EN 1041, 2008
sku	1600676
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos