

FUJ12936 - TCB Univent tube - 9 mm



Beschrijving

Met de Univent kan gemakkelijk één long worden ingeklapt voor thoroscopische procedures. Eén-longbeademing kan worden bereikt door de plaatsing van de blocker op de linker- of rechterlong, of op de longsegmenten. De geblokkeerde long kan worden samengedrukt door lucht te zuigen via het lumen van de blokkerschacht.

Kenmerken

- Gemakkelijk te richten buigzame schacht voor soepele manipulatie.
- Flexibele blokkeerschacht met zachte open lumen tip geeft de mogelijkheid tot herpositionering.
- Latexvrij.
- De weergegeven maat is de interne diameter van de katheter. De interne diameter heeft effect op het maximale volume lucht dat door de katheter kan stromen.
- De katheters met een interne diameter van 3,5 mm en 4,5 mm zijn bedoeld voor pediatrisch gebruik.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Merk | fuji |
| Steriel | Ja |
| Diameter katheter | 9 mm |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |