

1010701 - Tensoplast® elastische kleefzwachtel - 7,5 cm x 4,5 m - 1 st



Beschrijving

Tensoplast® is een compressie -en steunverband vervaardigd uit 100% katoen met een met een hoge treksterkte. De windel is in lengterichting rekbaar en is gemakkelijk af te wikkelen. Het materiaal laat zich goed modelleren aan de individuele lichaamscontouren. De buitenzijde van het draagmateriaal is waterafstotend. Te gebruiken bij fixatie verbanden en behandeling van verstuikingen.

Specificaties

Merk	BSN
Samenstelling	100% katoen
Steriel	Nee
Zelfklevend	Ja
sku	1010701
Kleur	Wit
Maat	7,5 cm x 4,5 m
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk