

1541486 - Herstelkit 3M™ Littmann® Classic II SE - grijs - 1 set



Beschrijving

De 3M™ Littmann® Stethoscoop Replacement Parts Kit voor de Classic II S.E. stethoscoop bevat een zwarte ronde afdichting, een afstelbaar diafragma voor de 'volwassenen' zijde van het borststuk en tenslotte een niet-afstelbare afdichting voor de klokzijde van het borststuk. Deze kit bevat ook twee kleine zwarte oorstukjes.

Specificaties

Merk	Solventum
sku	1541486
Kleur	Grijs
Type verpakking	Set