

1618387 - Zadeltabouret TR02 - wielen - 45 - 58 cm - Silververtex bekleding - blauw



Beschrijving

De Zadeltabouret TR 02 combineert modern design met optimaal comfort en functionaliteit, speciaal ontwikkeld voor medische professionals die een ergonomische en duurzame zitoplossing nodig hebben.

Belangrijkste eigenschappen

- Comfortabele zitting: De kruk is voorzien van een hoogwaardige, gestoffeerde zadelzitting die langdurig zitcomfort biedt, zelfs tijdens intensieve werkuren.
- Stabiel onderstel: Het stevige aluminium onderstel van de Tabouret TR 02 zorgt voor maximale stabiliteit, waardoor deze kruk ideaal is voor dagelijks gebruik in medische omgevingen.
- Eenvoudige hoogteverstelling: Dankzij de ingebouwde gasveer kan de hoogte van de kruk snel en moeiteloos worden aangepast, voor een perfecte ergonomische houding.

De zadelzitting kan gemonteerd worden op de modellen TR-01, TR-02 en TR-03.

Opgelet: de kleur van de tabouret zoals weergegeven op de afbeelding kan variëren van de werkelijkheid.

Specificaties

Merk	Spinetechnics
Wielen	Ja
Voetring	Nee
Rugsteun	Nee
Diameter zitvlak	35 cm
Aantal wielen	5
sku	1618387
Kleur	N05-blauw
Kleur onderstel	Aluminium kleur
Materiaal onderstel	Gepolijst aluminium
Type zitting	Ronde zitting
Verstelbare hoogte met gasveer	45 - 58 cm
Type verpakking	Stuk