

1627343 - MH+ Gynaecologische Onderzoekstoel met goepels + beenplaat - 1 st



Beschrijving

De **Optomic MH+ gynaecologische onderzoekstoel** combineert hoog patiëntcomfort met maximale ergonomie voor de zorgverlener. Dankzij de **zeer lage instaphoogte** van 48 cm nemen patiënten eenvoudig en veilig plaats, terwijl de stoel tegelijk een uitzonderlijke **draagkracht tot 310 kg** ondersteunt.

De MH+ werd ontworpen met een sterke focus op ergonomisch werken voor de gynaecoloog. Met **4 voorgeprogrammeerde basisstanden** schakelt u snel naar de juiste positie tijdens consultaties. Daarnaast kunnen **3 extra posities volledig op maat** van de arts worden opgeslagen. De **gemotoriseerde beenplaat** zorgt ervoor dat positiewijzigingen vlot gebeuren zonder manueel heffen of verplaatsen.

Ook op vlak van hygiëne en duurzaamheid onderscheidt de MH+ zich duidelijk. De stoel beschikt over een **naadloze bekleding** die eenvoudig te reinigen en te desinfecteren is, ideaal voor intensief dagelijks gebruik in praktijk of ziekenhuisomgeving.

Zoals verwacht van **Optomic kwaliteit** wordt de stoel in Europa geproduceerd met aandacht voor betrouwbaarheid, afwerking en langdurig professioneel gebruik.

Belangrijkste voordelen:

- Draagkracht tot 310 kg
- Zeer lage instaphoogte van 48 cm
- Ergonomisch ontworpen voor arts én patiënt
- 4 voorgeprogrammeerde basisstanden
- 3 programmeerbare gebruikersstanden
- Gemotoriseerde beenplaat
- Naadloze, hygiënische bekleding
- Eenvoudig reinigbaar en desinfecteerbaar
- Europese productie
- Betrouwbare Optomic kwaliteit voor intensief professioneel gebruik

Specificaties

Merk	Optomic
Product afmetingen	B 67.5 cm, L 175 cm
SKU leverancier	68303156
sku	1627343
Wielen inbegrepen	Nee
Hefvermogen	310 kg
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Aantal delen	3-delig
Armsteunen	Nee
Elektrische pli	Ja
Hoogteverstelling	Elektrisch
Max. gewicht volwassene	310 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk