

1574251 - Sloop katoen/polyester voor Relax standaardkussen - celadon - 1 st



Beschrijving

Fico sloop voor relax standaardkussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1574251
Kleur sloop	Celadon
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk