

1577166 - PiezoWave 2 Touch - "Basic 10" - Incl. handstuk - F10 G10 - incl.kar



Beschrijving

De nieuwe generatie van Focale Piezo-elektrische Schokgolven van **Elvation**. De **Piezowave²** is beschikbaar met 2 types focale handstukken, namelijk Focussed shockwave in Punt, en Focussed shockwave in Lijn. Dankzij zijn unieke eigenschappen en lange levensduur, behoren de Piezo- Elektrische Focale ESWT-toestellen wereldwijd tot de meest verkochte shockwave-systemen op de markt.

De Piezo-elektrische shockwavetechnologie maakt gebruik van gelpads die in contact met het weefsel van de patiënt garant staan voor de efficiënte overdracht en dieptebepaling van de shockwavetherapie. Deze gelpads worden als tussenstuk op de handstukken gemonteerd en bieden de mogelijkheid om de diepte in stappen van 5 mm of 10 mm aan te passen.

Voordelen:

- 2 types handstukken, voor elk mogelijk toepassingsgebied: Focaal & Lineair
- Gelpads om de juiste penetratiediepte te bepalen
- Uitzonderlijke lage onderhoudskosten en lange levensduur
- Plug&Play-systeem met herkenning van het handstuk
- Vermindere behandelingspijn dankzij de technologie
- Gebruiksvriendelijk in bediening en feedback. Via de app (iPad) kan u de protocollen en patiëntenfiches inzien.
- 5.000.000 schokgarantie
- Lage onderhoudskosten

Kenmerken:

- **The Elevation HUB:** Parameterselectie-ondersteuning met toegang tot actuele instellingen en toepassingsinformatie, altijd en overal beschikbaar.
- **Dual-view tablehouder:** Maakt het mogelijk om een iPad te gebruiken en tegelijk patiënten te behandelen.
- **T-mode:** Innovatief behandelconcept met verschillende frequentiemodi, gepatenteerd door Richard Wolf.
- **Geïntegreerde houder voor de therapiebron.**
- **Hoogwaardige HV-connector:** Plug-and-play met automatische herkenning van de therapiebron.
- **Geoptimaliseerde hoogspanningsgenerator:** Zorgt voor een stabiele frequentie/energieverhouding en is stil in stand-by modus.
- **Kantelbaar scherm:** Goed leesbaar in zowel staande als zittende positie.
- **Rail voor mobiliteit en ophangen van papieren doeken.**
- **Kantelbaar opbergvak voor gel:** Eenvoudige toegang tot gelflessen.
- **Opbergrek met fixatie:** Voor verschillende gelpads.
- **Grote, soepel rollende wielen met ESD-bescherming** (electrostatic discharge).
- Gegarandeerde return on investment

Handstuk meegeleverd: Therapy Source F10 G10

De **F10G10 Therapy Source** is speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij een **diepe penetratie en verlengde focale zone** vereist zijn. Dankzij het unieke ontwerp kan deze behandelkop meerdere weefsellagen en grotere behandelgebieden effectief bereiken.

Met een **penetratiediepte van 100 mm** is de F10G10 ideaal voor de behandeling van **diepgelegen myofasciale structuren**, zoals bij tendinopathieën en triggerpoints in de **heup- en bilregio**. Ook binnen de **urologie** is dit apparaat uitermate geschikt, met name voor de behandeling van het **chronisch bekkenpijnsyndroom (CPPS)**.

De **verlengde focale zone** maakt het mogelijk om grotere volumes weefsel homogeen te behandelen, terwijl de **maximale EFD van 0.32 mJ/mm²** zorgt voor veilige en gecontroleerde energieoverdracht.

Een uitstekende keuze voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, urologen en MSK-specialisten die geavanceerde shockwavetherapie willen toepassen op diepliggende of uitgebreide indicaties.

Specificaties

Merk	Elvation
sku	1577166
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk