

1575345 - Presto Double zonder laden - wit - 1115 x 594 x 1015 mm - 1 st



Beschrijving

De Presto trolleys zijn ontworpen voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen en is een betrouwbare oplossing voor het veilig en efficiënt transporteren van medisch materiaal. Met zijn ruime en goed georganiseerde ontwerp bieden deze trolley voldoende opbergruimte voor verbanden, naalden en andere medische benodigdheden. De trolley is gemaakt van hoogwaardige materialen waardoor ze bestand zijn tegen de dagelijkse eisen van een drukke ziekenhuisomgeving. Daarnaast is hij uitgerust met soepel rollende wielen, waardoor hij gemakkelijk in het ziekenhuis verplaatst kan worden. Naast het praktische ontwerp zijn de trolleys ook gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden, wat bijdraagt aan een hoog niveau van hygiëne in de ziekenhuisomgeving. Door zijn compacte formaat is hij gemakkelijk op te bergen in kleine ruimtes wanneer hij niet in gebruik is.

Voordelen

- Maximum 45 kg draagvermogen per lade
- Maximum totaal draagvermogen trolley 300 kg
- Verplaatsbare FH-lades

Specificaties

Merk	France Hopital
Product afmetingen	B 59.4 cm, H 101.5 cm
Product diepte	111.5 cm
Samenstelling	Aluminium
sku	1575345
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk