

## 1104216 - WelchAllyn vaginale wegwerpspecula voor kleenspec 800 lichtbron - s - 1 x 24 st



### Beschrijving

Comfortabel en volledig glad afgewerkt in transparante kunststof voor een optimale visuele gynaecologische analyse. De hoogkwalitatieve vaginale wegwerpspecula van **Welch Allyn** zijn geschikt voor Kleenspec 800 lichtbron.

### Specificaties

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                 | WelchAllyn                 |
| <b>sku</b>                  | 1104216                    |
| <b>Maten specula</b>        | S                          |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                       |