

STR2570014 - Signa elektrodenspray 3,80 L - 1 st



Beschrijving

Elektrodenspray 3,8 L container met reserve sproeier. Hoge geleidbaarheid, voor een uitstekende signaalkwaliteit en een lange levensduur van de elektroden.

Specificaties

Merk	Strässle
sku	STR2570014
Normeringen	EN ISO 13485:2016
EKG categorie	EKG-gel & spray
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk