

1610954 - Surgipack™ sterilisatiezakjes - 90 x 230 mm - 200 st



Beschrijving

Met de Surgipack self-seal laminaatzakken verpakt u snel en eenvoudig losse instrumenten en kleine medische sets. Dankzij de handige ingebouwde zelfklevende strip plakt u de zakjes moeiteloos dicht. De ideale, tijdbesparende oplossing voor een betrouwbare en steriele opslag.

Hoogwaardige kwaliteit: Gemaakt van stevig, medisch gecertificeerd papier (medical grade).

Betrouwbare controle: Uitgerust met duidelijke stoom- en ETO-indicatoren voor het sterilisatieproces.

Optimale bescherming: De getinte folie maakt eventuele scheurtjes of beschadigingen direct zichtbaar.

Maximale scheurweerstand: Voorzien van drievoudige, mechanisch testbare sealnaden om ongewenst opengaan te voorkomen.

100% Veilig: De gebruikte inkt is op waterbasis en in de seal verwerkt, wat besmetting uitsluit.

Gebruiksvriendelijk: Snel en makkelijk te sluiten via de zelfklevende rand, en eenvoudig te openen dankzij de handige duimuitsparing.

Veelzijdig: Geschikt voor gebruik in stoomautoclaven en verkrijgbaar in diverse afmetingen.

Specificaties

Merk	surgipack
sku	1610954
Kleur	Blauw
Maat	90 x 230 mm
Type verpakking	Doos