

1543998 - Renol roll belt tailleband voor bed - s/m - 60-110 cm - 1 st



Beschrijving

Deze riem zal de patiënt effectief in bed immobiliseren. Hierdoor kan de patiënt zijwaarts draaien of rechtop zitten zonder te vallen. Het wordt gebruikt met de afneembare bekkenband RFP22000, de zijriemen RFE24000 en de Extensions RFB10200 en RFB10300. Optie vereist : 3 sloten + 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RFB10115
Noodzakelijke opties	3 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543998
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	14 cm
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat	S/M
Maat bevestigingsriem	S–M
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Ventrale bevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk