

## 1518800 - Onderzoekslamp LED 120 - op rollend statief - vaste arm - 1 st



### Beschrijving

Een zeer krachtige **Dr. Mach** onderzoekslamp voor behandelingen in de kleine chirurgie, met een uitstekende kleurenweergave. De uitvoering met variabele focus is uitgerust met lichtstelsel R86, heeft een koudlichtreflector met warmtefilter.

#### Voordelen

- Zonder focusregeling
- Kleurweergave Index Ra 86
- Kleurtemperatuur in K 43.000
- Lichtveldgrootte: 14 cm
- Diameter lamp 15 cm
- LED lamp 40 W

## Specificaties

<b>Merk</b>	Dr. Mach
<b>Focusregeling</b>	Nee
<b>Diameter lamp</b>	29 cm
<b>Aantal LED's</b>	12
<b>Lichtintensiteit</b>	40000 lux
<b>Lichtveldgrootte</b>	13-18 cm
<b>Touchless bediening</b>	Nee
<b>Lengte van de arm</b>	55 cm
<b>sku</b>	1518800
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016
<b>Categorie onderzoekslampen</b>	Onderzoekslamp
<b>Model onderzoekslamp</b>	Statief model
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk