

1104767 - Patronen N2O - 8 g - voor CryoPen M, O, X, X+ en XP - 24 st



Beschrijving

Een doos van 24 patronen van 8 gram N2O geschikt voor de CryoPen O, M, X, X+ & XP. Eenmaal doorboord zal de druk gedurende vele weken zonder verlies blijven. Opslag bij kamertemperatuur.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
sku	1104767
Categorie cryotherapie	Patronen
Compatibel met	CryoPen X CryoPen XP Cryopen M Cryopen O Cryopen X+
Grammage N20 patronen	8 gram (voor 100 sec)
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Doos