

1542395 - Schiller FRED PA-1 - Trainer



Beschrijving

Het trainingsapparaat dat de AED-gebruiker realistisch kan trainen. Verschillende scenario's maken het mogelijk om verschillende reanimatiesituaties te simuleren.

In combinatie met een oefenpop biedt de FRED PA-1 Trainer training voor het gehele reanimatieproces.

Karakteristieken:

- Met de verwijderbare elektroden kan de cursist oefenen met het plaatsen van de elektroden op de romp.
- De FRED PA-1 Trainer biedt gedetailleerde stapsgewijze gebruikersinstructies.
- Tijdens de borstcompressiefase die op de oefenpop wordt uitgevoerd, geeft de FRED PA-1 Trainer het te volgen ritme aan met behulp van de metronoom.
- Verschillende talen beschikbaar.
- De SCHILLER-trainingsapp is beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store.

Specificaties

Merk	Schiller
sku	1542395
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk