

## 100022 - Lessa scanning gel voor echografie 5 L - 1 st



### Beschrijving

Transparante, in water oplosbare en geurloze geleidende gel voor echografie. De gel is gemakkelijk aan te brengen en laat geen residu achter op de sonde. Daarnaast is het vrij van microbellen.

### Specificaties

<b>Merk</b>	lessa
<b>sku</b>	100022
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk