

1523648 - HEINE otoscoopset mini 3000 fo met handvat en etui - 2,5v - led - 1 st



Beschrijving

Otoscoop met helder licht en authentieke LED HQ kleurweergave, geeft een gedetailleerd zicht en heeft een stevige behuizing.

Specificaties

Merk	HEINE
SKU leverancier	HEIND-885.20.021
Bebat tax	0.05 EUR
Inclusief bij het product?	Otoscoopkop Mini 300 FO - 2,5V - LED; niet-oplaadbaar handvat inclusief 2 batterijen AA; 4 herbruikbare specula 2,4 - 3 - 4 - 5 mm; 5 wegwerpspecula 2,4 mm; 5 wegwerpspecula 4 mm; stevig etui
sku	1523648
Categorie otoscopen	Otoscoop set
Handvat otoscoop	Niet oplaadbaar handvat
Maat otoscoop set	Pocket size
Vergroting	3 x
Verlichting	LED
Voltage	2,5 V
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk