

1105382 - Onderzoekstafel Duolys - elektrisch in hoogte verstelbaar – met inklapbare hielsteunen – 1 st



Beschrijving

De **Duolys 3-delige elektrische onderzoekstafel** is dé ideale keuze voor medische professionals die op zoek zijn naar een **veelzijdige, ergonomische en duurzame behandelbank**. Dankzij de **elektrische hoogteverstelling van 56 tot 96 cm** en de geïntegreerde hielsteunen is deze onderzoekstafel geschikt voor een breed scala aan medische onderzoeken en behandelingen.

Met **vijf instelbare posities** – hoge stand, ligpositie, gynaecologische stand, Trendelenburg en anti-Trendelenburg – garandeert de Duolys optimaal **patiëntencomfort en gebruiksgemak** voor zorgverleners. De rugleuning is eenvoudig aan te passen via een **dubbel gasveersysteem**, en de bekleding is **brandwerend en waterdicht**, ideaal voor een hygiënische en veilige werkomgeving.

Deze **professionele onderzoekstafel** is bovendien **compatibel met een patiëntenlift**, wat de toegankelijkheid vergroot voor patiënten met beperkte mobiliteit.

Garantie: 5 jaar (exclusief bekleding) – een bewijs van kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 73 cm, L 200.5 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	56-96 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Normeringen	ISO 13485:2016
Samenstelling	Metalen frame met epoxy poedercoating
Hefvermogen	200 kg
sku	1105382
Aantal delen	3-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk