

1577194 - PiezoWave 2 Touch - "Unlimited 2/4/6/10" - Incl. Philips Lumify - incl. kar



Beschrijving

De **Unlimited Series** van Richard Wolf is ontworpen voor zorgprofessionals die het uiterste uit piezo shockwavetechnologie willen halen. Deze modulaire en veelzijdige oplossing combineert een **krachtige besturingseenheid** met een **mobiele, ergonomische trolley**, waardoor behandelingen efficiënt, comfortabel en flexibel uitgevoerd kunnen worden.

De Unlimited Series wordt geleverd met een breed scala aan **verwisselbare therapiebronnen**, elk geoptimaliseerd voor specifieke indicaties en weefseldieptes. Zo kan elke behandeling exact worden afgestemd op de behoeften van de patiënt, van oppervlakkige myofasciale structuren tot diepgelegen bot- en peesproblemen.

Inclusieve therapiebronnen:

- **Therapy Source F10G4** – De allrounder met uitzonderlijke prestaties voor een breed scala aan ESWT-toepassingen.
- **Therapy Source F10G10** – Voor hoge penetratiediepte en een verlengde focale zone, ideaal voor grotere behandelgebieden en diepere structuren.
- **Therapy Source FBL10x5G2** – Lineaire focus met groot volume en maximale pulsenergie, perfect voor uitgestrekte oppervlakkige structuren.
- **Therapy Source FB10G6** – Krachtige bron met grote penetratiediepte, geschikt voor zowel grote oppervlakken als complexe diepere indicaties.

Inclusief: Philips Lumify – Mobiele echografie voor snelle detectie

Standaard inbegrepen bij de Unlimited Series is de Philips Lumify, een handheld draagbaar echoapparaat met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor het snel en nauwkeurig lokaliseren van pijnpunten.

- Snel en betrouwbaar: Directe diagnose op elk moment, overal inzetbaar.
- Compatibel met alle standaard tablets en smartphones.
- Hoge resolutie voor veelzijdige toepassingen zoals zachte weefselanalyse, vasculaire diagnostiek, oppervlakkige structuren, MSK en longonderzoek.
- Breedband lineaire transducer: 34,5 mm apertuurgrootte, scanbereik tot 12 cm diepte.

Met echogeleide huidmarkering wordt de exacte behandellocatie moeiteloos bepaald, waardoor de Unlimited Series in combinatie met de Philips Lumify een **compleet, geïntegreerd shockwave- en detectiesysteem** vormt dat maximale precisie, efficiëntie en flexibiliteit biedt in elke behandelsetting.

Specificaties

Merk	Elvation
sku	1577194
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk