

1575032 - Doucheroelstoel Swift Mobil 2 - hoogteverstelbaar - met XL rugleuning - 1 st



Beschrijving

De zitting heeft een opening aan de achterkant, waardoor de verzorger gemakkelijk toegang heeft bij het persoonlijk verzorgen van de gebruiker. Bovendien is het "Etac Easy Clean" oppervlak op het zitvlak uniek en biedt het de perfecte balans tussen wrijving en hygiëne.

Comfortabele hulp

Voor gevoelige gebruikers zijn er extra zachte zitkussens beschikbaar die zowel ondersteuning als comfort bieden. De zachte en sneldrogende rugleuning en de gewelfde voetsteunen van de Swift Mobil-2 verhogen het comfort van de gebruiker.

Groot Aanpassingsvermogen

De Swift Mobil-2 heeft standaard een ruim maximaal gebruikersgewicht van 160 kg en is in hoogte verstelbaar tussen 45 en 60 cm. De armsteunen zijn in hoogte en breedte verstelbaar, 6 cm in elke richting. De wegzwenkbare voetsteunen zijn in hoogte verstelbaar en zijn ook in een extra korter versie beschikbaar, bijvoorbeeld voor toepassing in combinatie met dikkere zitkussens.

Specificaties

Merk	Etac
SKU leverancier	E80229467
Wielen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Samenstelling	Chassis: stalen buis met coating; Zitting / Armsteunen: polypropyleen; Rugleuning: polyester / klittenband; Voetenplaten: polypropyleen; Wielen, kogelgelagerd: polyamide / TPE
sku	1575032
Armsteunen	Ja
Rugleuning	Ja
Aantal remmen	4 remmen
Categorie toilet of douche	Accessoire douche rolstoel
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk