

## 1100995 - Sterican® - dentale naalden - 25G x 1/2" - oranje - 1 x 100 st



### Beschrijving

De **B. Braun** Sterican® dentale naalden met een Luer-Lock connector worden gebruikt voor tandheelkundige anesthesie. De naalden zorgen voor een minimale pijn tijdens het prikken. De naalden zijn dunwandig en vervaardigd uit roestvrij chroomnikkelstaal.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Braun
<b>Samenstelling</b>	Naald: roestvrij chroomnikkelstaal, Luer-Lock aansluiting: polypropyleen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lengte naald</b>	40 mm
<b>Diameter naald</b>	0.5 mm
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>sku</b>	1100995
<b>Afmeting</b>	25G x 1/2"
<b>Afmeting in mm</b>	0,50 x 40 mm
<b>Kleur</b>	Oranje
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos