

1509496 - Elastische fixatiewindels - steriel - 5 cm x 4 m - 1 x 40 st



Beschrijving

Lichtgewicht Elastische Fixatiezwachtels

De fixatiezwachtels van Bastos Viegas zijn ontworpen voor een betrouwbare en comfortabele bevestiging van verbanden. Dankzij de combinatie van **viscose en polyamide** bieden ze een optimale balans tussen flexibiliteit en stevigheid.

- ? **Lucht doorlatend** – bevordert een gezonde wondgenezing.
- ? **Elastisch en lichtgewicht** – voor een comfortabele pasvorm en gemakkelijke toepassing.
- ? **Sterke structuur** – 17 draden per cm² bij uitrekking.
- ? **Praktische lengte** – 4 meter in uitgerekte toestand.
- ? **Hygiënisch verpakt** – individueel in cellofaan, met schapdoos en transportkarton.

Deze zwachtels zijn ideaal voor medische professionals en particulieren die op zoek zijn naar een betrouwbare en gebruiksvriendelijke fixatieoplossing.

Specificaties

Merk	Bastos Viegas
Samenstelling	Viscose en polyamide
Steriel	Ja
Zelfklevend	Nee
sku	1509496
Kleur	Wit
Maat	5 cm x 4 m
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos