

## 1608931 - Texa® kripwindels 80 gr - 5 cm x 4 m - 20 st



### Beschrijving

Texa kripwindels zijn niet steriele elastische zwachtel, ideaal voor ondersteuning en fixatie van diverse verbanden. Ze bieden een stevige, maar flexibele ondersteuning voor een optimaal draagcomfort.

### Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Texa                         |
| <b>Steriel</b>              | Nee                          |
| <b>Samenstelling</b>        | Katoen, elastaan 80G/?       |
| <b>Zelfklevend</b>          | Nee                          |
| <b>sku</b>                  | 1608931                      |
| <b>Kleur</b>                | Wit                          |
| <b>Maat</b>                 | 5 cm x 4 m                   |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Doos                         |