

1546294 - Linido gebogen wandbeugel 90° - 50 x 100 cm - rvs/wit: rechts - 1 st



Beschrijving

De wandbeugel 90° wordt aanbevolen voor gebruik bij douche of bad. Het horizontale deel van de beugel biedt steun tijdens het staan onder de douche en tijdens transfers. Het verticale deel vormt, in combinatie met een douchekophouder, een veilige glijstang die ook steun biedt. Door de lengte van het verticale gedeelte is de douchekophouder voldoende verstelbaar voor zowel de staande als zittende gebruiker.

Voor de 90°-beugel geldt dat zij eenvoudig te monteren is. De goed bereikbare montagepunten worden na bevestiging afgedekt met kunststof afdekkappen. De 3de flens bij de 90°-beugel waarborgt extra stabiliteit en veiligheid.

De Ergogrip wandbeugel 90 graden geldt een maximale belastbaarheid van 150 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2611.0044-02
Buigingshoek van 60°	Ja
sku	1546294
Categorie wandbeugels	Gebogen wandbeugels
Kleur	RVS/wit
Lengte wandbeugel	500 x 1000 mm
Materiaal	RVS gecoat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk