


1620346 - Aspiratiesonde CH12 - 53 cm - wit - 1 dist + 1 lat. - steriel - 100 st



Beschrijving

Aspiratiesonde met centrale opening en 2 ogen, een afgeronde punt voor eenmalig gebruik. De sonde biedt een standaard goede kwaliteit met trechteraansluiting volgens internationale kleurcodering.

Specificaties

Merk	Pennine
Product afmetingen	L 40 cm
Steriel	Ja
	Nee
sku	1620346
Diameter sonde	Ch 12
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Pak