

1007814 - Sondestop spigot voor katheters - 1 st



Beschrijving

Universele sondestops van **Dahlhausen** voor eenmalig gebruik zorgen voor een tijdelijke afsluiting van de katheter. Met scherpe oplopende randen.

Specificaties

Merk	Dahlhausen
Product afmetingen	L 4.8 cm
Steriel	Ja
Normeringen	EN ISO 13485:2016
sku	1007814
Kleur	Groen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk