

1543314 - Digitale stoelweegschaal - 200 kg - 1 st



Beschrijving

Ergonomische stoelweegschaal is het meetinstrument voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. De stoel is uitgevoerd met een handrem op de wielen, omklapbare armleuningen en voetsteunen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor een overgang zonder obstakels om bijvoorbeeld van het bed naar de stoelweegschaal te verplaatsen. Heeft een automatische hold-functie als het gewicht niet meer verandert, wordt de aflezing voor 10 seconden bevroren. En een BMI-functie voor het bepalen van het normale/overgewicht.

Specificaties

Merk	Soehnle
Product afmetingen	B 88 cm, H 5.5 cm, L 107 cm
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	200 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543314
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale (rol)stoelweegschaal
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk