

## 1004639 - Tapuz integral elektrodenband met clipsysteem en schroefconnector - 1 st



### Beschrijving

De ultieme ekg-elektrodenband met ingewerkte periferelektroden. Extra handig met de integrale connector voor directe aansluiting op uw ECG apparaat. De klassieke patiëntenkabel wordt uw reservekabel.

### Specificaties

<b>Merk</b>	tapuz
<b>sku</b>	1004639
<b>Normeringen</b>	ISO 13485;2016
<b>EKG categorie</b>	ECG elektroden & toebehoren
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk