

1510458 - Seca 264 digitale stadiometer - 30 tot 220 cm - 1 st



Beschrijving

Het doel om meer te verwezenlijken in minder stappen is in de medische sector even belangrijk als in andere domeinen. De stadiometer seca 264 helpt dit mogelijk te maken. Zo garanderen de hielaanslag en de seca Frankfurt Line op het hoofddeel dat de patiënt zich in de juiste positie bevindt, wat bijdraagt tot het verkrijgen van nauwkeurige metingen. Lengtemetingen kunnen in een oogopslag worden afgelezen op de witte display met achtergrondverlichting op het hoofddeel.

- Digitale meting van kleine kinderen en volwassenen
- Frankfurt-lijn voor precieze hoofdpositionering
- Wit verlicht lcd-scherm in hoofdstuk
- Rubberen antislipmat met hielpositioneringshulp

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Nee
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1510458
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	30 - 220 cm
Type meetlat	Muurmeetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk