

1559676 - MOTOmed loop Parkinson - la (armen en benen)



Beschrijving

De MOTOmed loop Parkinson maakt snelle motorondersteunde bewegingen mogelijk tot 90 toeren per minuut (forced exercise). Deze snelle en gecontroleerde bewegingen kunnen verschillende

symptomen van Parkinson (tremor-bewegingssnelheid- fijne motoriek) aanzienlijk verbeteren.

Voordelen

- Snelheid tot 90 toeren per minuut
- Handgrepen in zachte uitvoering
- Pedaalhoogte verstelbaar in 5 niveaus (zonder gereedschap)
- Therapie- en motivatieprogramma's
- Zachte start en stop
- Bijzonder stille, zachte en regelmatige beweging
- Gemakkelijk verplaatsbaar met grote transportrollen (Ø 13 cm)
- Seriële interface voor connectie FES RehaMove

Technische kenmerken

- Plastic gecoate desinfecteerbare veiligheidsvoetschalen met velcro straps
- Kleurentouchscreen (7"), kantelbaar
- Stabiele metalen constructie van hoge kwaliteit
- 2-traps pedaalradiusinstelling (7 cm of 12,5 cm)
- Gesloten kunststof behuizing (desinfecteerbaar)

- Beperkte apparaatstandbreedte tot 38,5 cm
- Transportgreep met zachte grip
- Kleur: wit
- USB-interface om foto's te bekijken tijdens de training

Specificaties

Merk	MOTOMed
sku	1559676
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk