

1106827 - Onderzoekstafel Quest 2-delig - elektrisch - Block'n Roll - zonder bekleding - 1 st



Beschrijving

Quest 2-delige elektrische onderzoekstafel is de standaard voor hoogte verstelbare banken dat flexibiliteit toont voor de combinatie met voet -en handbediening. Heeft een zeer stabiele H-basis met robuuste hijsarmen, zonder Trendelenburg en zonder bekleding. Met optie Block 'n Roll geïntegreerde semi-centraal inkalpbare wielen, met elektrische rugleuning. Vervaardigd uit een metalen frame met epoxy afwerking.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 65 cm, L 200 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Papierrolhouder inbegrepen	Ja
Samenstelling	Metalen frame met epoxy afwerking
Hoogte	54-94 cm
Hefvermogen	200 kg
sku	1106827
Aantal delen	2-delig
Hoogteverstelling	Elektrisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk