

## 1106435 - Tork Dispenser voor folded toiletpapier - T3 - wit - 1 st



### Beschrijving

De Tork Gevouwen Toiletpapier Dispenser uit de Elevation-lijn is ideaal voor locaties met een klein tot middelgroot aantal gebruikers. Hij biedt verbeterde hygiëne met de vel-voor-vel-dosering, waardoor uw gasten alleen het vel aanraken dat zij zelf gebruiken. Tork Elevation-dispensers hebben een functioneel, modern ontwerp dat een blijvende indruk maakt op uw bezoekers.

### Specificaties

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Merk               | Tork                            |
| Product afmetingen | B 16.3 cm, H 28.4 cm, L 13.4 cm |
| SKU leverancier    | 556000                          |
| sku                | 1106435                         |
| Samenstelling      | Kunststof                       |
| Kleur              | Wit                             |
| Type verpakking    | Stuk                            |