

1100963 - Texa® verbandset 1 - steriel - 1 x 50 st



Beschrijving

Texa verbandset 1 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x tongspatel 15 mm vervaardigd uit hout
- 1 x pincet groen 12,8 cm in kunststof
- 1 x steriel veld - 2 laags, 38 x 45 cm, 39g/m² (polyethyleen 18g/m² + zijdepapier 21g/m²)
- 4 x gaasdeppers 30 mm diameter vervaardigd uit 100% katoen

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Tongspatel: 1st, pincet: 1st, steriel veld 38 x 45 cm: 1st, gaasdeppers: 4st
sku	1100963
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse Is
Type verpakking	Doos