

## 1622349 - BD Insyte Autoguard BC Pro Winged IV cath24 G x 0,75 - 20 mm - 50 st



### Beschrijving

Het plaatsen van een perifere IV-katheter (PIVC) is de meest voorkomende invasieve procedure in ziekenhuizen. Tot 90% van de opgenomen patiënten heeft IV-therapie nodig, wat zorgverleners blootstelt aan risico's zoals prikaccidenten en contact met bloed.

De BD Insyte Autoguard™ BC IV-katheter met bloedcontroletechnologie helpt deze risico's te verminderen. Het beschermt zorgverleners tegen bloedblootstelling en gevaarlijke pathogenen zoals hepatitis B, C en hiv.

## Specificaties

<b>Merk</b>	BD
<b>SKU leverancier</b>	382912
<b>sku</b>	1622349
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Debiet</b>	20 milliliter per minute
<b>Lengte</b>	1.9 cm
<b>Catheter type</b>	Met vleugels
<b>Afmeting</b>	24G
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos