

1554082 - PrimusRS



Beschrijving

Het meest veelzijdige en functionele revalidatiesysteem dat vandaag op de markt is. Met alle weerstandsmodules en hulpstukken komt de Primus RS tegemoet aan de noden van elke ergotherapeut, kinesitherapeut of medische professional.

Dit 'high performance systeem' combineert alle eigenschappen van 4 verschillende machines in één unit. Met de BTE Primus RS kunnen zowel analytische als functionele tests worden afgenomen. Vanuit die tests worden therapiedoelstellingen bepaald en daarna wordt een trainingsprogramma met analytische en functionele (ADL) oefeningen opgesteld.

Meer dan 125 vooringestelde tests kunnen gekozen worden. Ook kunnen een aantal zeer performante ADL-trainingen uitgewerkt worden zoals workload, vermoeidheid, etc.

Voordelen

- Toestel voor testing en training
- Mogelijkheid om iedere functionele beweging na te bootsen in het kader van sport, werk, of ADL
- Multifunctionele toepassingen voor bovenste en onderste ledematen en romp
- Isometrische, isotone, isokinetische en CPM-modus, concentrisch en excentrisch.
- Mogelijkheid tot meer verfijnde oefenmodus: ritmische stabilisatie, excentrisch oefenen, neurorevalidatie,...
- Snelheidsmeting tot 4500°/sec.
- Standaard voorgeprogrammeerde protocollen en persoonlijke protocollen.
- Feedback touchscreen gemonteerd bovenop de BTE Primus RS met zeer beweeglijke arm

Specificaties

Merk	BTE
sku	1554082
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Stuk