

## 1573752 - EN-Tree Pulley - 24 kg



### Beschrijving

Een breed scala aan hoogwaardige Pulley-systemen om elke beweging te simuleren en te oefenen, variërend van geïsoleerde bewegingen tot alle bewegingen van het dagelijks leven.

Het EN-Tree assortiment bevat verschillende soorten apparaten met afdekplaat van de gewichten (volgens ziekenhuis MDR-normen) of zonder afdekking (voor gebruik in de privépraktijk).

Naast Pulley-systemen bieden we ook een breed scala aan accessoires om allerlei zeer specifieke oefeningen uit te voeren.

#### Kenmerken

- Polyvalent
- Precieze dosering van de weerstand
- Oefenoppervlak tot 2,5 m<sup>2</sup>
- Uiterst flexibel want dubbel Pulley-systeem dus uni- of bilateraal oefenen mogelijk
- Verstelbare hoogte met indicator
- Aanpasbare lengte van het touw
- Zeer dun maar zeer stevig touw (lage/hoge weerstand)
- Gemakkelijk te hanteren en te verplaatsen

#### EN-Tree Pulley 24 kg

- De standaard dubbele pulley met capaciteit van 1 tot 24 kg
- Kleine gewichten
- Het is mogelijk om vrijwel alle geïsoleerde bewegingen, complexe bewegingen of mobilisatie- oefeningen uit te voeren

## Specificaties

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                 | Enraf-Nonius                 |
| <b>sku</b>                  | 1573752                      |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                         |