

1573752 - EN-Tree Pulley - 24 kg



Beschrijving

Een breed scala aan hoogwaardige Pulley-systemen om elke beweging te simuleren en te oefenen, variërend van geïsoleerde bewegingen tot alle bewegingen van het dagelijks leven.

Het EN-Tree assortiment bevat verschillende soorten apparaten met afdekplaat van de gewichten (volgens ziekenhuis MDR-normen) of zonder afdekking (voor gebruik in de privépraktijk).

Naast Pulley-systemen bieden we ook een breed scala aan accessoires om allerlei zeer specifieke oefeningen uit te voeren.

Kenmerken

- Polyvalent
- Precieze dosering van de weerstand
- Oefenoppervlak tot 2,5 m²
- Uiterst flexibel want dubbel Pulley-systeem dus uni- of bilateraal oefenen mogelijk
- Verstelbare hoogte met indicator
- Aanpasbare lengte van het touw
- Zeer dun maar zeer stevig touw (lage/hoge weerstand)
- Gemakkelijk te hanteren en te verplaatsen

EN-Tree Pulley 24 kg

- De standaard dubbele pulley met capaciteit van 1 tot 24 kg
- Kleine gewichten
- Het is mogelijk om vrijwel alle geïsoleerde bewegingen, complexe bewegingen of mobilisatie- oefeningen uit te voeren

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1573752
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk