

1573671 - Urinezakken - steriel - 2 L - terugslagklep - schuifslot - leiding 90 cm - 1 x 10 st



Beschrijving

Steriele urinezak met een totaal inhoud van 2 liter, met een terugslagklep, een schuifslot en een leiding van 90 cm. Bevat een universele aansluiting om katheters op aan te sluiten.

Specificaties

| | |
|-----------------------------|---|
| Steriel | Ja |
| Ledigbaar | Ja |
| Samenstelling | Zak: folie = PVC, soldering = hoge frequentie, capaciteit= 1500 cc tot 2000 cc, verzachter = sojaboon olie; terugslagklep: PVC; buis: PVC lengte = 90 cm, diameter= 0,5 cm; aansluiting: PVC; tap: LDPE (lagedichtheidpolyteen) |
| Normeringen | EN ISO 8669-2:1996 |
| sku | 1573671 |
| Inhoud | 2 l |
| Sterilisatie methode | Ethyleen oxide |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse Is |
| Type verpakking | Zak |