

1601063 - Singleton wireless system



Beschrijving

Speciaal ontworpen voor gebruik met onze nieuwste **Huntleigh** Sonicaid TEAM3-serie foetale monitoren, biedt ons draadloze transducersysteem de keuze tussen het monitoren van moeder of baby. Draadloze ultrasone transducers monitoren de foetale hartslag en baarmoederactiviteit.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1601063
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk