

## 1559302 - Onderzoekstafel Elansa - gynaeco - elektrisch - verstelbare voetsteunen - 1 st



### Beschrijving

Elana elektrische onderzoekstafel voor gynaecologische toepassing met verstelbare voetsteunen en elektrische motor. Kan in 3 standen gezet worden voor algemeen onderzoek, gynaecologie en een noodpositie. Biedt alle comfort aan gebruiker en zorgverlener door verstelbare rugleuning, bilaterale bevestiging voor colposcoop, voetbediening en een gecombineerde beweging van hoogte en rugleuning. De stoel is verstelbaar in de hoogte van 46 cm tot 106 cm, met een 11e noodpositie. Met een naadloze, anatomische bekleding, stalen structuur met ABS coating, een geïntegreerde papierrolhouder, een waterdicht kussen, glijdende en verwijderbare ABS-lade op rails en zwenkwielen met rem.

## Specificaties

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>Merk</b>                       | Promotal                     |
| <b>Product afmetingen</b>         | B 60 cm, L 125.7 cm          |
| <b>Wielen inbegrepen</b>          | Nee                          |
| <b>Hoogteverstelbaar</b>          | Ja                           |
| <b>Hoogte</b>                     | 46-106 cm                    |
| <b>Papierrolhouder inbegrepen</b> | Ja                           |
| <b>Samenstelling</b>              | Onderstel: stalen structuur  |
| <b>Normeringen</b>                | ISO 13485                    |
| <b>Hefvermogen</b>                | 170 kg                       |
| <b>sku</b>                        | 1559302                      |
| <b>Aantal delen</b>               | 2-delig                      |
| <b>Hoogteverstelling</b>          | Elektrisch                   |
| <b>Europese Regelgeving</b>       | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>            | Stuk                         |