

## 1352347 - Onderzoekstafel BasiX 3 Elite - elektrisch - Fresh bekleding - Crystal - 1 st



### Beschrijving

De BasiX 3 is een zeer veelzijdige tafel van **Wesseling**. Door de tafel uit te rusten met een neusgat en rondomschakeling is de tafel uitermate geschikt voor de fysiotherapie. Als er is gekozen voor de Flex dan is de tafel uitgerust met twee gasveren onder het middendeel waardoor de zogenaamde pli-stand bereikt kan worden. Door de vlakverdeling zit of ligt de patiënt altijd in een comfortabele houding tijdens de behandeling. Daarnaast zorgt de hoogste stand van 115cm ervoor dat iedereen een ergonomische werkvlak kan creëren.

*Opgelet: de kleur van de tafel zoals weergegeven op de afbeelding is niet contractueel en kan variëren van de werkelijkheid.*

## Specificaties

<b>Merk</b>	Wesseling
<b>Product afmetingen</b>	B 64 cm, L 200 cm
<b>Wielen inbegrepen</b>	Ja
<b>Hoogteverstelbaar</b>	Ja
<b>Hoogte</b>	45-115 cm
<b>Hefvermogen</b>	225 kg
<b>Tijdsduur hoogteverstelling</b>	40 s
<b>sku</b>	1352347
<b>Aantal delen</b>	3-delig
<b>Hoogteverstelling</b>	Elektrisch
<b>Kleur</b>	Crystal
<b>Standaard hoogtebediening</b>	Voetschakelaar
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk